

Anticorps Monoclonal Lapin Mammaglobine A - Q13296

Numéro d'article: CM0002022

Introduction

Anticorps monoclonal lapin Mammaglobine A de haute qualité pour les applications de Western Blot (WB), d'Immunohistochimie (IHC-P) et d'ELISA. Validé avec un immunogène de protéine recombinante et une réactivité croisée humaine. Idéal pour la recherche sur le cancer du sein et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal lapin Mammaglobine A
Remarques/Alias	MGB1; UGB2; PSBP1; Mammaglobine A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4250
ID de gène	4250
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-93 de la Mammaglobine A humaine (Q13296).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13296
Poids moléculaire	10kDa
Expédition	Sac de glace