


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Récepteur De Mannose/Cd206 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61830

Numéro d'article: CM0006585



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'extrémité C-terminale du récepteur de mannose/CD206 (MRC1) de souris. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études d'endocytose des macrophages et de phagocytose des pathogènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-récepteur de mannose/CD206
Remarques/Alias	MMR ; hMR ; CD206 ; MRC1L1 ; CLEC13D ; CLEC13DL ; bA541I19.1 ; Récepteur de mannose/CD206
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	4360
Identifiant du gène	17533
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q61830
Poids moléculaire de la protéine	166 kDa
Expédition	Sac de glace