

Map2 Rabbit Mab - P11137

Numéro d'article: CM0005130

Introduction

Anticorps monoclonal lapin MAP2 validé pour WB, IF, IHC, ELISA sur humain, souris, rat. Cible les isoformes MAP2 A, B, C, permettant l'étude du cytosquelette neuronal et de la morphologie des dendrites.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAP2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4133
ID de gène	4133
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-118 de MAP2 humain (NP_002365.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11137
Poids moléculaire	200 kDa
Expédition	Sac de glace