

Map7D1 Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - Q3Kqu3

Numéro d'article: CM0019437

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-MAP7D1 détecte la protéine 1 contenant le domaine MAP7 humaine et murine. Validé pour la WB et l'ELISA, cet anticorps cible une protéine stabilisant les microtubules, impliquée dans la motilité cellulaire et la croissance des neurites.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAP7D1 anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	RPRC1 ; PARCC1 ; MAP7D1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55700
GeneID	55700
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-460 de la MAP7D1 humaine (NP_060537.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q3KQU3
Poids moléculaire de la protéine	93 kDa
Expédition	Poche de glace