


Mapre1 Lapin Pab - Q15691

Numéro d'article: CM0030779



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin MAPRE1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte le MAPRE1 (EB1) humain, souris, rat avec un immunogène recombinant. Protéine de 30 kDa, expédié sur glace. Soutient les études sur la dynamique des microtubules et la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAPRE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EB1; MAPRE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22919
GeneID	22919
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 134-268 du MAPRE1 humain (NP_036457.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15691
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace