

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Marcksl1 Pour Wb Et Elisa - P49006

Numéro d'article: CM0030080

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MARCKSL1 (protéine 1 de type MARCKS), validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Utile pour étudier la régulation du cytosquelette d'actine et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | pAb de lapin anti-MARCKSL1                                                                                                        |
| Remarques/Alias              | F52, MLP, MRP, MLP1, MACMARCKS, MARCKSL1                                                                                          |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                            |
| Identifiant du gène (Humain) | 65108                                                                                                                             |
| Identifiant du gène          | 65108                                                                                                                             |
| Immunogène                   | Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-195 de la protéine humaine MARCKSL1 (NP_075385.1). |
| Source                       | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application                  | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                                                               |
| SWISS                        | P49006                                                                                                                            |
| Poids moléculaire protéique  | 20 kDa                                                                                                                            |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                      |