

## Mab De Lapin Anti-Tryptase Des Mastocytes Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15661

Numéro d'article: CM0006055

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la tryptase des mastocytes humains (TPSAB1, Q15661), adapté pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines et murines. Validé pour la recherche sur la dégranulation des mastocytes et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit                   | mAb de lapin anti-tryptase des mastocytes |
| Remarques/alias                  | TPS1 ; TPS2 ; TPSB1 ; TPSB2 ; Tryptase-2  |
| Espèce                           | Humaine                                   |
| ID du gène (humain)              | 7177                                      |
| ID du gène                       | 7177                                      |
| Immunogène                       | Peptide synthétique                       |
| Source                           | Lapin                                     |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                     |
| Application                      | WB, IHC-P, IP, ELISA                      |
| Réactivité croisée               | Humaine, murine                           |
| SWISS                            | Q15661                                    |
| Poids moléculaire de la protéine | 31 kDa                                    |
| Expédition                       | Sac de glace                              |