

Mat1A Pab De Lapin - Q00266

Numéro d'article: CM0030057



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MAT1A humain (44 kDa), validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude de la biosynthèse de la S-adénosylméthionine dans le foie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAT1A pAb de lapin
Remarques / Alias	MAT; SAMS; MATA1; SAMS1; MAT1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4143
GeneID	4143
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 395 de MAT1A humain (NP_000420.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00266
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace