

Ac Mab Mavs De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Z434

Numéro d'article: CM0005454



Introduction

Anticorps monoclonal MAVS de lapin validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée. PM 57kDa. - Q7Z434.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb MAVS de lapin
Remarques/Alias	IPS1; VISA; IPS-1; CARDIF; MAVS
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	57506
ID de gène	57506
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 121-220 de MAVS humain (NP_065797.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z434
Poids moléculaire	57kDa
Expédition	Sac de glace