


Anticorps Polyclonal De Lapin Mavs Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Z434

Numéro d'article: CM0027543



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MAVS (IPS1/VISA/CARDIF) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'immunité innée et la transduction du signal antiviral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAVS Rabbit pAb
Remarques/Alias	IPS1 ; VISA ; IPS-1 ; CARDIF ; MAVS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57506
GeneID	57506
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la protéine MAVS humaine (NP_065797.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z434
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace