


Mbd2 Lapin Pab - Q9Ubb5

Numéro d'article: CM0020761



Introduction

MBD2 Lapin pAb est un anticorps polyclonal élevé chez le lapin contre le MBD2 humain, adapté pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et le silence génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MBD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	DMTase; NY-CO-41; MBD2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8932
GeneID	8932
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 202-411 du MBD2 humain (NP_003918.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UBB5
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace