


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mbd2 Pour Wb Et Elisa - Q9Ubb5

Numéro d'article: CM0017224



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MBD2 humain, un répresseur transcriptionnel se liant aux CpG méthylés et un composant du complexe NuRD. Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de régulation épigénétique et d'inactivation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MBD2 pAb de lapin
Remarques/Alias	DMTase ; NY-CO-41 ; MBD2
Espèce	Humain
GeneID	8932
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350 et 411 de MBD2 humain (NP_003918.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UBB5
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac réfrigérant