

Mbd6 Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - Q96Dn6

Numéro d'article: CM0024213

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MBD6 validé pour Western Blot et ELISA, réagissant avec l'homme, la souris et le rat. Adapté pour des applications de recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MBD6 Anticorps polyclonal de lapin
Remarques / Alias	MBD6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	114785
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 880-980 de la protéine MBD6 humaine (NP_443129.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96DN6
Poids moléculaire de la protéine	101 kDa
Expédition	Sachet de glace