


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mccc2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcc0

Numéro d'article: CM0010687



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre MCCC2 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur le métabolisme de la leucine et de l'acide isovalérique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-MCCC2
Remarques/Alias	MCCB ; MCCCbeta
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	64087
GenelD	64087
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9HCC0
Poids moléculaire	61 kDa
Expédition	Sac de glace