

Anticorps Polyclonal De Lapin Mcf2 Pour Wb Et Elisa - P10911

Numéro d'article: CM0014656

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine MCF2 humaine (proto-oncogène DBL), adapté pour des applications Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Utile pour l'étude de la signalisation des GTPases Rho et des voies oncogéniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCF2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DBL; ARHGEF21; MCF2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4168
Identifiant de gène	4168
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 872-1001 de la protéine MCF2 humaine (NP_001165347.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10911
Poids de la protéine	108 kDa
Expédition	Sac de glace