

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcl1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q07820

Numéro d'article: CM0016067



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant MCL1 humain pour les applications de Western blot, d'immunofluorescence et d'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux études sur l'apoptose et la survie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCL1 pAb de lapin
Remarques/alias	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Espèce	Homme
GeneID (humain)	4170
GeneID	4170
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q07820
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace