

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcl1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07820

Numéro d'article: CM0013406



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MCL1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le MCL1 humain et de souris (37 kDa), un régulateur clé de l'apoptose. Idéal pour la recherche sur la survie cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4170
GeneID	4170
Immunogène	Peptide synthétique situé dans les acides aminés 150-250 du MCL1 humain (NP_068779.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q07820
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace