


Anticorps Polyclonal De Lapin Mcm4 Pour Wb Et Elisa - P33991

Numéro d'article: CM0018054



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine MCM4 humaine, validé pour WB et ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Outil essentiel pour l'étude de l'autorisation de la réplication de l'ADN et de la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCM4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	4173
ID du gène	4173
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33991
Poids de la protéine	97kDa
Expédition	Sac isotherme