


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mcm5 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P33992

Numéro d'article: CM0012622



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant MCM5 humain, un facteur de licence de la réplication de l'ADN. Validé pour les applications WB, IHC-P, IP et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient aux recherches sur le cycle cellulaire et la réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCM5 mAb de lapin
Remarques/Alias	CDC46 ; MGORS8 ; P1-CDC46 ; MCM5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4174
GeneID	4174
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 635 et 734 de MCM5 humain (P33992).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P33992
Poids moléculaire	82 kDa
Expédition	Bloc réfrigérant