


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcm7 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33993

Numéro d'article: CM0015890



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MCM7, validé pour le western blot, l'immunofluorescence, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la réplication de l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCM7 Lapin pAb
Remarques/Alias	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de MCM7 humain (NP_005907.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33993
Poids de la protéine	81kDa
Expédition	Sac de glace