


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Mda5 Pour Wb, Elisa - Q9Byx4

Numéro d'article: CM0004605



Introduction

Anticorps monoclonaux de lapin ciblant le MDA5 humain (IFIH1), un capteur cytoplasmique d'ARN viral. Validés pour WB et ELISA, ils présentent une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéaux pour la recherche sur l'immunité innée et les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	MDA5 mAb Lapin
Remarques/Alias	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64135
GeneID	64135
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 900-1000 du MDA5 humain (Q9BYX4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYX4
Poids Protéique	25 kDa/117 kDa
Expédition	Sac de glace