


Anticorps Monoclonal Mda5 De Lapin Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Byx4

Numéro d'article: CM0009083



Introduction

Anticorps monoclonal MDA5 de lapin (Q9BYX4) pour WB, IP, ELISA. Détecte l'IFIH1 humain, un capteur cytoplasmique d'acides nucléiques viraux. Adapté pour la recherche sur la réponse immunitaire innée et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb MDA5 de lapin
Remarques / Alias	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
Espèce	Humain
GeneID	64135
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-205 de l'IFIH1 humain (NP_071451.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BYX4
Poids de la protéine	25 kDa / 117 kDa
Expédition	Sachet de glace