


## Anticorps Polyclonal De Lapon Mda5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Byx4

Numéro d'article: CM0017746



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MDA5 (IFIH1), un senseur cytosolique d'ARN viral. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et l'antiviral.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | MDA5 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Remarques / Alias    | AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1; IFIH1                                                                 |
| Espèce               | Humain                                                                                                                       |
| GenelD (Humain)      | 64135                                                                                                                        |
| GenelD               | 64135                                                                                                                        |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 205 de IFIH1 humain (NP_071451.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS                | Q9BYX4                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 25 kDa/117 kDa                                                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                 |