

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mdfi Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99750

Numéro d'article: CM0017577

Introduction

pAb lapin anti-MDFI validé pour les applications Western blot, IF/ICC et ELISA. Détecte le MDFI endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. L'inhibiteur de la famille MyoD est impliqué dans la myogenèse et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin anti-MDFI
Remarques / Alias	I-MF; I-mfa; MDFI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4188
GeneID	4188
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la protéine MDFI humaine (NP_005577.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99750
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace