

Anticorps Pab De Lapin Anti-Mdh2 - P40926

Numéro d'article: CM0014570



Introduction

Anticorps polyclonal anti-MDH2 de haute qualité pour WB et ELISA. Spécifique de la malate déshydrogénase mitochondriale humaine et murine, essentielle pour les études du cycle de Krebs et de la navette malate-aspartate. Idéal pour la recherche sur les troubles métaboliques et mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MDH2
Remarques/Alias	MDH, MOR1, DEE51, M-MDH, EIEE51, MGC:3559, MDH2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4191
ID du gène	4191
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-338 de la MDH2 humaine (NP_005909.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P40926
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac réfrigérant