

Med25 Pab De Lapin - Q71Sy5

Numéro d'article: CM0019723



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MED25 (ARC92/p78) humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du complexe Mediator et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MED25 pAb de lapin
Remarques / Alias	P78 ; ACID1 ; ARC92 ; BVSYS ; PTOV2 ; CMT2B2 ; TCBAP0758 ; MED25
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	81857
ID du gène	81857
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-200 de MED25 humain (NP_112235.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q71SY5
Poids de la protéine	78kDa
Expédition	Sachet de glace