

Méd26 Lapin Pab Pour Wb Et Elisa - 095402

Numéro d'article: CM0020943



Introduction

L'anticorps polyclonal MED26 Lapin pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre la protéine recombinante humaine MED26. Il détecte MED26 chez l'homme, la souris et le rat par WB et ELISA, aidant la recherche sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MED26 Lapin pAb
Remarques/Alias	CRSP7; CRSP70; MED26
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9441
GeneID	9441
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-574 de MED26 humain (NP_004822.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95402
Poids protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace