

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mef2A+Mef2C Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q06413 / Q02078

Numéro d'article: CM0012635

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant MEF2A et MEF2C, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA chez l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la différenciation musculaire, du développement neuronal et de la fonction des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MEF2A+MEF2C
Remarques/Alias	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A+MEF2C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4208/4205
GeneID	4208/4205
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-473 de MEF2A+MEF2C humain (Q06413).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q06413/Q02078
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace