

Megf10 Pab De Lapin - Q96Kg7

Numéro d'article: CM0015482

Introduction

MEGF10 pAb de lapin est un anticorps polyclonal ciblant la protéine MEGF10 humaine (Q96KG7). Validé pour le Western blot et l'ELISA, il détecte la MEGF10 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la phagocytose et la biologie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MEGF10 pAb de lapin
Remarques / Alias	SR-F3, EMARDD, CMYP10A, CMYP10B, MEGF10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84466
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-160 de la MEGF10 humaine (NP_115822.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96KG7
Poids de la protéine	122kDa
Expédition	Sac de glace