

Anticorps Polyclonal De Lapin Mek3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46734

Numéro d'article: CM0025852

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin MEK3 de haute qualité validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la MEK3 (MAP2K3) humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation du stress et la voie MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEK3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5606
GeneID	5606
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 70 de la MEK3 humaine (NP_659731.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46734
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace