

Anticorps Monoclonal Lapin Mek3/Mek6 Pour Wb Et Elisa - P46734 / P52564

Numéro d'article: CM0003792

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant MEK3/MEK6 humain. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Conçu pour l'étude des voies de signalisation des kinases MAP dans les réponses au stress et aux cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MEK3/MEK6 mAb Lapin
Remarques/Alias	MAPKK3; MEK3; MKK3; PRKMK3; SAPKK-2; SAPKK2; MEK3/MEK6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 248-347 de MEK3/MEK6 humain (P46734).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46734/P52564
Poids Protéique	39,37kDa
Expédition	Sac de glace