


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ménine Pour Wb, Elisa - 000255

Numéro d'article: CM0010504



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ménine de haute qualité, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec la ménine humaine, de souris et de rat. Adapté à la recherche en biologie de la chromatine et en régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-ménine
Remarques/Alias	MEAI; SCG2; Ménine
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4221
GeneID	4221
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 516-615 de la ménine humaine (000255).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000255
Poids protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace