

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Merlin Pour Wb, Elisa - P35240

Numéro d'article: CM0022620



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Merlin humaine (NF2), validé pour la WB et l'ELISA. Détecte la Merlin endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Convient aux études sur la signalisation Hippo, la suppression tumorale et la biologie membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Merlin pAb de lapin
Remarques/alias	ACN ; SCH ; BANF ; merlin-1 ; Merlin
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4771
GeneID	4771
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 347-595 de la Merlin humaine (NP_000259.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P35240
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace