

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Metap2 Pour Wb Et Elisa - P50579

Numéro d'article: CM0008207



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-METAP2 validé pour WB et ELISA. Reconnaît la METAP2 humaine, murine et de rat, une méthionine aminopeptidase essentielle au retrait de la méthionine N-terminale et à la régulation de la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-METAP2
Remarques/Alias	MAP2 ; MNPEP ; p67eIF2 ; METAP2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10988
GeneID	10988
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 380 à 478 de la METAP2 humaine (NP_006829.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P50579
Poids moléculaire	53 kDa
Expédition	Sac réfrigérant