

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Méthyl-Hp1 Gamma/Cbx3 (H175) Q13185 Pour Dot Blot & Elisa

Numéro d'article: CM0000222



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HP1 gamma/CBX3 méthylé au niveau H175, validé pour le dot blot et l'ELISA sur échantillons humains. Reconnaît la protéine CBX3 humaine (21 kDa). Adapté à la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Méthyl-HP1 gamma/CBX3-H175 pAb de lapin
Remarques/Alias	HECH ; HP1-GAMMA ; HP1Hs-gamma ; Méthyl-HP1 gamma/CBX3-H175
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11335
GeneID	11335
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-183 de HP1 gamma/CBX3 humain (NP_009207.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13185
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace