

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Metrnl Pour Wb, Elisa - Q641Q3

Numéro d'article: CM0021953

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine de type météorine (METRNL). Validé pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Reconnaît le METRNL humain et de souris. Idéal pour la recherche sur la dépense énergétique, le brunissement du tissu adipeux et la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	METRNL Lapin pAb
Espèce	Souris
ID de gène	284207
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 179-311 du METRNL de souris. (NP_001004431.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q641Q3
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace