

Mettl14 Lapin Pab - Q9Hce5

Numéro d'article: CM0025238



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-METTL14, composant clé du complexe de méthylation de l'ARN m6A. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en épitranscriptomique et en biologie de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	METTL14 Lapin pAb
Remarques/Alias	hMETTL14 ; METTL14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57721
GeneID	57721
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de METTL14 humain (NP_066012.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HCE5
Poids protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace