


Mettl16 Pab De Lapin Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q86W50

Numéro d'article: CM0016069



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la METTL16 humaine (ARN N6-méthyltransférase). Validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude de la modification des ARN et de l'homéostasie de la S-adénosyl-L-méthionine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	METTL16 pAb de lapin
Remarques / Alias	METT10D ; METTL16
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79066
GeneID	79066
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 263-562 de la METTL16 humaine (NP_076991.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86W50
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace