

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mettl5 Pour Wb, Elisa - Q9Nrn9

Numéro d'article: CM0025502



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-METTL5 validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la rRNA N6-adénosine-méthyltransférase METTL5 (Q9NRN9), essentiel pour la recherche sur la traduction et la pluripotence des cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	METTL5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MRT72 ; HSPC133 ; METTL5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	29081
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 209 de la METTL5 humaine (NP_054887.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9NRN9
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace