

Polymab® MglI De Lapin Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99685

Numéro d'article: CM0007120



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la MGLL (monoglycéride lipase, MAGL) humaine pour la recherche en IVD, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation endocannabinoïde et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® MGLL de lapin
Remarques / Alias	MGL ; HUK5 ; MAGL ; HU-K5
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	11343
ID du gène	11343
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 303 de la MGLL humaine. (NP_001003794.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99685
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace