


Anticorps Monoclonal Lapin Mglur2 Pour Wb - Q14416

Numéro d'article: CM0009357



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin mGluR2 (Q14416) validé pour WB, IF-P et ELISA. Détecte le récepteur métabotrope du glutamate 2 humain, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences sur la transmission synaptique et l'excitabilité neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mGluR2 Lapin mAb
Remarques/Alias	GLUR2; mGluR2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2912
ID de Gène	2912
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 773-872 du mGluR2 humain (Q14416).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14416
Poids Protéique	96 kDa
Expédition	Sac de glace