


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mgmt Pour Wb Et Elisa - P16455

Numéro d'article: CM0012817



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MGMT humaine (méthyl-ADN--protéine-cystéine méthyltransférase). Validé pour les applications WB et ELISA. Utile pour les études de réparation de l'ADN et de résistance aux médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MGMT Lapin pAb
Remarques/Alias	MGMT
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4255
GeneID	4255
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-207 de la MGMT humaine (NP_002403.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16455
Poids moléculaire de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace