

Ac Mab De Lapin Mhc Classe I (Hla-A/B) - P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450

Numéro d'article: CM0008170

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le MHC de classe I humain (HLA-A/B). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Convient pour la recherche en immunologie et le développement de tests de diagnostic ciblant les allèles HLA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin MHC classe I (HLA-A/B)
Remarques/Alias	HLAA; MHC classe I (HLA-A/B)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3105/3106
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du MHC de classe I humain (HLA-A/B) (P04439).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace