


Anticorps Monoclonal De Lapin Mib1/Dip1 Pour Wb, Elisa - Q86Yt6

Numéro d'article: CM0012549



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant MIB1/DIP1 (Q86YT6). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude de la signalisation Notch, de l'ubiquitination et de la biologie du centrosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin MIB1/DIP1
Remarques/Alias	MIB ; DIP1 ; ZZZ6 ; DIP-1 ; LVNC7 ; ZZANK2 ; MIB1/DIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57534
GeneID	57534
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de MIB1/DIP1 humain (Q86YT6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86YT6
Poids protéique	110 kDa
Expédition	Sac de glace