

Mica Mab De Lapin Pour Wb, Elisa - Q29983

Numéro d'article: CM0003447



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la MICA humaine (séquence A apparentée au polypeptide de classe I du CMH). Adapté pour Western blot et ELISA ; réaction croisée avec l'homme et la souris. Utilisation pour la recherche dans les études de surveillance immunitaire et de réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MICA mAb de lapin
Remarques / Alias	MIC-A ; PERB11.1 ; MICA
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	100507436
GeneID	100507436
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	Q29983
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace