

Pab De Lapin Anti-Mica Pour Wb, Elisa - Q29983

Numéro d'article: CM0016251



Introduction

Anticorps polyclonal anti-MICA validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la protéine liée au CMH de classe I impliquée dans l'activation des cellules NK ; idéal pour la recherche en immunologie et oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MICA
Remarques/Alias	MIC-A ; PERB11.1 ; MICA
Espèce	Humain
GeneID	100507436
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-307 de la MICA humaine (NP_000238.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q29983
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace