

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mitofusine 2 Pour Wb - O95140

Numéro d'article: CM0002600



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Mitofusine 2 (O95140) validé pour WB, IF-P et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Un réactif essentiel pour étudier la dynamique mitochondriale, la fusion et la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Mitofusine 2
Remarques/Alias	HSG ; MARF ; CMT2A ; CPRP1 ; CMT2A2 ; HMSN6A ; CMT2A2A ; CMT2A2B ; Mitofusine 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9927
GeneID	9927
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Mitofusine 2 humaine (O95140).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95140
Poids protéique	86 kDa
Expédition	Sac de glace