

Mitofusin 2 Lapin Pab - Mitofusin 2

Numéro d'article: CM0012830

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Mitofusin 2 pour les applications WB, IHC-P, ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Immunogène de protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 70-260 de la Mitofusine 2 de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Mitofusin 2 Lapin pAb
Remarques/Alias	Fzo; D630023P19Rik; Mitofusin 2
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	9927
ID de gène	170731
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-260 de la Mitofusine 2 de souris (NP_573464.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Poids de la protéine	68kDa/86kDa
Expédition	Sac de glace