

Mixl1 Lapin Pab Pour Wb Et Elisa - Q9H2W2

Numéro d'article: CM0023033

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MIXL1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le MIXL1 humain, murin et de rat ; adapté à la recherche en biologie du développement et sur les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MIXL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MIX ; MIXL ; MILD1 ; MIXL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83881
GeneID	83881
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 232 du MIXL1 humain (NP_114150.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H2W2
Poids moléculaire protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace