

MLH3 Pab De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q9Uhc1

Numéro d'article: CM0030007

Introduction

MLH3 pAb de lapin est un anticorps polyclonal ciblant la protéine MLH3 du système de réparation des mésappariements d'ADN. Adapté pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat, il soutient la recherche sur les mécanismes de réparation de l'ADN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MLH3 pAb de lapin
Remarques/Alias	HNPCC7 ; MLH3
Espèce	Humaine
GeneID	27030
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1190-1389 de la MLH3 humaine (NP_055196.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHC1
Poids de la protéine	164 kDa
Expédition	Sac isotherme